

**Composição:**

Plástico de Engenharia e insertos em aço inoxidável.

**Indicações:**

Para uso em polimerização de próteses dentárias.

**Apresentação:**

Unidade composta por Base de Mufla e Contra-Mufla, parafusos para aperto, chave multiuso e instruções de uso.

**Benefícios do Produto:**

- Modelo Inédito: Base e Contra-Mufla;
- Para uso nas técnicas convencional e microondas;
- Confeccionada em polímero de altíssima rigidez (Plástico de Engenharia);
- Excelente propriedade térmica;
- Superior resistência mecânica;
- Sistema de aperto em aço inoxidável;
- Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes.

**Diferencial Competitivo:**

- Proporciona facilidade de inclusão pois possui duas partes que se adaptam de uma única maneira, sem possibilidade de fechá-la errada. (Base de Mufla e Contra-Mufla)

**Precauções:**

- Sempre que for utilizar a Mufla VIPI-STG, durante as prensagens, passar uma camada de vaselina em pasta nas bordas da Mufla, evitando que a resina grude no material de fabricação durante os anos, dando assim uma vida longa para o equipamento.



**Produto Isento de Registro na Anvisa conforme resolução RDC nº 260 de 23/09/2002**