

Duolay

CE
0 4 3 4

Duolay é a nova resina da VIPI, que une o tradicional ao moderno, dando opção ao protético de trabalhar com a técnica que achar mais conveniente a cada caso, pois pode ser aplicada com líquido foto ou auto.

Esta possibilidade de escolha garante ao profissional flexibilidade e agilidade no preparo de modelos para fundição.

Além de uma contração mínima de polimerização e cura rápida, Duolay apresenta após a modelagem uma superfície lisa e pode ser queimada sem resíduos.



Indicação:

- Duolay é indicado para esculturas de modelos de inlay / onlay, copings, protocolos de implante, coroas, pontes etc.

Apresentação Kit:

- 20 g Resina Duolay vermelha
- 15 ml de Líquido Duolay Fotopolimerizável
- 15 ml de Líquido Duolay Autopolimerizável
- 2,5 g Isolante vermelho.

Reposição Resina: 20 g Resina Duolay vermelha

Reposição Líquido Fotopolimerizável: 15 ml Líquido Duolay Fotopolimerizável

Reposição Líquido Autopolimerizável: 15 ml Líquido Duolay Autopolimerizável.

REGISTRO ANVISA Nº 10216040024

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13.633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: +55 (19) 3565-5656 - Fax: +55 (19) 3565-5650 - SAC: 0800-0157700 - sac@vipi.com.br - www.vipi.com.br
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73 - Inscr. Est. 536.012.208.119 - Indústria Brasileira

Representante CE Madespa S.A.

Río Jarama, 120 - 45007 - Toledo - España - Telf.+34 925 241 025 - Fax +34 925 241 028
info@madespa.com - www.madespa.com



Empresa Certificada
ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008